FROGGYMOUTH
フロッギーマウス

ORTHOLY

“無意識下”で行う
口腔機能リハビリテーション装置

装着は1日15分



Froggymouth とは

- 正しい舌位の誘導と鼻呼吸習慣化をサポート
- 1日15分の装着で手軽にトレーニング
- 無意識下で口腔機能改善にアプローチ

FROGGYMOUTH





Froggymouth
フロッギーマウス
1函1つ入り(ケースも付属します)
通常販売価格:各￥8,500(税抜)

一般医療機器　歯科用口唇筋力固定装置
13B2X10104320397





ORTHOLY
株式会社 ジーシー オルソリー　www.gcortholy.com
174-8585　東京都板橋区蓮沼町76-1　TEL:0120-108-171　FAX:0120-503-051

作用機序

problem

一次嚥下の残存


①口唇を閉鎖し、
舌を前後に動かす。
②口腔内の圧力差を
利用し嚥下する。

Froggymouth使用

①装置をはめることで
口唇を強制的に分離させる。
②口腔内に唾液が溜まる。
③一次嚥下が行いにくい環境を
形成することで新たな
嚥下方法を模索する。

二次嚥下への移行

①無意識で舌をドーム状に
挙上し嚥下する。
②継続使用することで
正常な嚥下パターンの
定着を促す。




使用方法




へこんでいる部分を上に
向けてくわえる。



無意識化で行うため、
TVや動画を見ながら行う。



顎の角度は90度で！
※下を向くと唾液が垂れます。



1日15分。
※ 口腔機能トレーニングの
補助としてご使用ください。

サイズ

S



13歳未満の女性

10歳未満の男性

幅36 × 高さ30 × 奥行21 mm

M



13歳以上の女性

10歳以上の男性

幅43 × 高さ34 × 奥行23 mm

L



口元が大きい男性

こちらに該当する方は少数です

幅50 × 高さ34 × 奥行23 mm

ーご購入方法ー



FroggymouthはWEBショップ限定販売の製品です。

株式会社ジーシーオルソリーのHP（www.gcortholy.com）に掲載されている
「WEB SHOP」アイコンをクリックまたは、右記の二次元コードよりアクセスいただけます。
医療機器の取り扱いにつき、弊社にて会員登録承認後、ご利用いただけます。
承認作業は弊社営業時間内（平日9:00～17:00）に行われ、
承認作業後にメールを送信いたします。

各種クレジットカード決済
VISA/MASTER/AMEX/DINNERS/JCBがご利用いただけます。



WEB SHOPはこちらから