











Dolphin Imaging推奨機器構成

※以下要件を満たしていてもインストールできない場合もございます。

その場合は、別のパソコンをご用意いただくか、OSの初期化等をお願いすることがございます。予めご理解くださいますようお願い申し上げます。

Windows OS		Home	Professional	Business	Ultimate
Windows 10	32 bit	×	×	×	×
	64 bit	×	○	○	○
Windows 11	32 bit	×	×	×	×
	64 bit	×	○	○	○

Windows Server OS	対応	備考
Windows Server 2016	○	Standardのみ、Essential Editionは不可
Windows Server 2019	○	Standardのみ、Essential Editionは不可
Windows Server 2022	○	Standardのみ、Essential Editionは不可

構成	最低	Aquarium	Dolphin2D	Dolphin3D	備考
 CPU	Intel i3	Intel i5以上		Intel i7以上	データ処理にはより性能の高いCPUが要求されます。
 メモリ	4GB	8GB以上		16GB以上	同時処理にはより性能の高いメモリが要求されます。
 ハードディスク	40 GB以上の空き	500 GB以上の空き			患者一人あたりデータ平均: 5MB(2D)、500MB(3D)
 グラフィック	3Dのみ:1GB	-		3Dのみ:2GB以上	Direct X 11.0ベースのもの。
 インターネット接続	光回線				Software Update、リモートサポート実施のため。
 バックアップメディア	必要				NAS、外付けHDD、テープ、オンラインバックアップなど
 セキュリティソフト	必要				Norton Antivirus など
 モニタ	17インチ	21インチ以上			大きいモニタの方が患者コンサルなどに有効です。
 解像度	1280 × 1024	1920 × 1080 以上			
 スピーカー	-	必要			ポイント入力時の音声ガイド機能が使用できます。

お問い合わせ先



株式会社ジーシーオルソリー
カスタマーサポート
TEL 0120-108-171