

ORTHOLY BLANCSTONE

矯正用歯科用石こう
ブランストーン




滑沢な模型面。

矯正用に適した、より自然なホワイト色。


滑沢な模型面

各印象材に対する表面の粗さが従来品と比べ小さく、印象面がより滑沢に。



より自然なホワイト色

白色度の高い石こうを採用することで、着色材なしで高い白色度を実現。
台付けに用いる普通石こうとの色調差がほとんどなく、手や器具にも色移りしません。



ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。
●色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。●製品仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

製造販売元 大成歯科工業株式会社
大阪府交野市星田北4-38-7

発 売 元 株式会社 ジーシー オルソリー
東京都板橋区蓮沼町76-1

フリーダイヤル 0120-108-171
受付時間●10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

ジーシーオルソリー ホームページ
www.gcortholy.com

■オルソリー ブランストーン 物性

混水比(W/P)	0.25
硬化時間(分/秒)	9分45秒
硬化膨張率(%)	0.23
圧縮強さ(MPa)	38.9



歯科用硬質石こう

オルソリー ブランストーン

包装●3kg×3函=9kg

医療機器分類：一般医療機器
一般的名称：歯科用石こう及び石こう製品
届出番号：27B2X00008000067

Your smile makes us happy.