

ORTHOLY MANEUVER

歯列矯正用アタッチメント
マニューバー




ロープロファイルと球面構造 そしてフリクションを極限まで軽減 生体機能を考慮した次世代型ブラケット




ノン・ライゲーション構造により
今までにないローフリクションを実現



口唇筋機能運動を妨げない
独自のフォルム




3つのスクエアスロットにより
高さと同軸のコントロールが容易




ジルコニアの採用による
高い強度とスムーズなサーフェイス


■表層 (レーザー顕微鏡100倍/ジーシー研究所測定)



あらゆる接着材に対応する
メカニカルロックベース




■内層 (レーザー顕微鏡100倍/ジーシー研究所測定)



臨床ステップ



ブラケットボンディング後



ワイヤーを挿入



セット完了

臨床例

CASE 1

イニシャル



7ヶ月後



CASE 2

イニシャル



急速拡大後にDBS



10ヶ月後





歯列矯正用アタッチメント

オルソリー マニューバー

上下顎・前臼歯共通

Zr

包装●1歯10個入

歯列矯正用アタッチメント 223AKBZX00175000

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

●製品仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。●掲載の臨床写真は臨床例で製品の効能・効果を保証するものではありません。●色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

発売元 **株式会社 ジーシー オルソリー**

東京都板橋区蓮沼町76番1号

製造販売元 **株式会社 ジーシー**

東京都板橋区蓮沼町76番1号

お客様窓口  **0120-108-171**

受付時間●10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

ジーシーオルソリー ホームページ

www.gcortholy.com

Your smile makes us happy.