

# DBレシプロハンドピース DBスライサー



▶ 1 低振動・静音のため  
患者への負担が軽減

▶ 2 柔軟なストリップにより  
歯牙に沿って切削可能

▶ 3 高い耐久性と  
優れた切れ味の実現



医療機器届出番号：40BX10014000026

医療用のこぎり

## DBレシプロハンドピース

●ハンドピース本体 ●プッシュピン ●注油用アダプタ ●取扱説明書・保証書

|           |             |
|-----------|-------------|
| 入力回転数(最大) | 10000rpm    |
| ストローク     | 1.34mm      |
| 減速比       | 4：1         |
| 推奨バー      | DB スライサー    |
| 動作温度      | + 10℃～+ 40℃ |
| 動作湿度      | ≦80%RH      |

歯科研削用ストリップ

## DBスライサー

砥粒径3種よりお選び下さい (25 μm・40 μm・60 μm) 届出番号：40BX10014000019



※パッケージは予告なく変更される場合があります

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

●色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。●製品仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

発 売 元 株式会社 ジーシー オルソリー  
東京都板橋区蓮沼町 76-1

製造発売元 株式会社 日本歯科商社  
東京都墨田区石原 1-19-5

お客様窓口 0120-108-171  
受付時間●10:00～16:00(土・日・祝日を除く)

ジーシーオルソリー ホームページ

[www.gcortholy.com](http://www.gcortholy.com)

Your smile makes us happy.