

Dolphinソフトウェア 推奨機器構成













Dolphinをインストールするには、システムディスクのセクターサイズが**4096バイト(4KB)以下**である必要があります。
Windows11ですと、4096バイト(4KB)を超えるパソコンもあるため、事前に購入店にお問い合わせください。
※Microsoft社よりWindows10のサポートが2025年10月14日で終了することが発表されております。基本的にはMicrosoft社のサポート終了後はDolphin社もサポート対象外としているため、Windows11でのご手配をお勧めいたします。

Windows OS			Home	Professional	Business	Ultimate
最低	Windows 10	32 bit	×	×	×	×
		64 bit	×	○	○	○
推奨	Windows 11	32 bit	×	×	×	×
		64 bit	×	○	○	○





Windows Server OS			対応	備考
最低	Windows Server 2016		○	Standardのみ、Essentials Editionは不可
	Windows Server 2019		○	Standardのみ、Essentials Editionは不可
推奨	Windows Server 2022		○	Standardのみ、Essentials Editionは不可



Macパソコンの場合、**Intel Coreチップ搭載モデル以外にはインストールできません。**
Intelモデルであれば、スペック要件を満たしたWindows環境を
Bootcamp、Parallels、VMware Fusionのいずれかでご用意ください。

構成		最低	Aquarium	Dolphin2D	Dolphin3D	備考
	CPU	Intel i3	Intel i7以上			3Dのデータ処理には、より性能の高いCPUが要求されます。 ※ARMベースプロセッサは対応していません。
	メモリ	4GB	8GB以上	16GB以上	同時処理には、より性能の高いメモリが要求されます。	
	ストレージ	40 GB以上の空き	500 GB以上の空き			患者一人あたりデータ平均: 5MB (2D)、500MB(3D)
	グラフィックス	2GBのグラフィックカード	-	4GBのディスクリットグラフィックカード*	3Dに必要です。 DirectX 11.0対応のもの。*NVIDIAまたはAMD。	
	インターネット接続	光回線				ソフトウェアアップデート、リモートサポート実施のため。
	バックアップメディア	必要				NAS、外付けHDD/SSD、オンラインバックアップ等
	セキュリティソフト	必要				Norton Antivirus 等
	モニタ	17インチ	21インチ以上			大きいモニタの方が患者コンサルなどに有効です。
	解像度	1280 × 1024	1920 × 1080 以上			
	スピーカー	-	必要			ポイント入力時の音声ガイド機能が使用できます。

*セクターサイズの確認コマンド:



以上の要件を満たしていてもインストールできない場合がございます。
その際は、別のパソコンをご用意いただくか、OSの初期化等をお願いすることがございます。
予めご理解くださいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先



株式会社ジーシーオールソリー
カスタマーサポート
TEL 0120-108-171