Dolphinソフトウェア　推奨機器構成

Dolphinをインストールするには、システムディスクのセクターサイズが**4096バイト(4KB)以下**である必要があります。
Windows11ですと、4096バイト(4KB)を超えるパソコンもあるため、事前に購入店にお問い合わせください。

Windows OS			Home	Professional	Business	Ultimate
最低/推奨	Windows 11	32 bit	×	×	×	×
		64 bit	×	○	○	○


Windows Server OS		対応	備考
最低	Windows Server 2016	○	Standardのみ、Essentials Editionは不可
	Windows Server 2019	○	Standardのみ、Essentials Editionは不可
推奨	Windows Server 2022	○	Standardのみ、Essentials Editionは不可

Macパソコンの場合、**Intel Coreチップ搭載モデル以外にはインストールできません。**
Intelモデルであれば、スペック要件を満たしたWindows環境を
Bootcamp、Parallels、VMware Fusionのいずれかでご用意ください。


構成		最低	Aquarium	Dolphin2D	Dolphin3D	備考
	CPU	4コア Intel i3 / AMD Ryzen 3	8コア Intel i7 / AMD Rizen 7　以上			3Dのデータ処理には、より性能の高いCPUが要求されます。 ※ARMベースプロセッサは対応しておりません。
	メモリ	4GB	8GB以上		16GB 以上	同時処理には、より性能の高いメモリが要求されます。
	ストレージ	40 GB 以上の空き	500 GB 以上の空き			患者一人あたりデータ平均：　5MB（2D）、500MB(3D)
	グラフィックス	2GBのグラフィックカード	-		4GBのディスクリートグラフィックカード*	3Dに必要です。 DirectX 11.0対応のもの。*NVIDIAまたはAMD。
	インターネット接続	光回線				ソフトウェアアップデート、リモートサポート実施のため。
	バックアップメディア	必要				NAS、外付けHDD/SSD、オンラインバックアップ等
	セキュリティソフト	必要				Norton Antivirus　等
	モニタ	17インチ	19インチ以上			大きいモニタの方が患者コンサルなどに有効です。
	解像度	1280×1024	1920　×　1080　以上			
	スピーカー	-	必要			ポイント入力時の音声ガイド機能が使用できます。

*セクターサイズの確認コマンド：


①




②



③





以上の要件を満たしていてもインストールできない場合がございます。
その際は、別のパソコンをご用意いただくか、OSの初期化等をお願いすることがございます。
予めご理解くださいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先	
ORTHOLY	株式会社ジーシーオルソリー カスタマーサポート TEL　0120－108－171